



Philips
Unità flash USB

1 GB
blue edition

FM01FD02B



Condividi e trasporta i tuoi dati

Scambia i file in un attimo!

L'unità flash USB blue edition di Philips rappresenta un mezzo semplice per archiviare e trasportare i tuoi dati. Grazie a 1 GB di memoria puoi scambiare e archiviare file di grandi dimensioni, immagini e musica tramite la porta USB del tuo PC o portatile.

Tutto quello di cui hai bisogno

- Software preinstallato appositamente concepito e facile da usare
- L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

Prestazioni e capacità

- Fino a 1 G di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni
- La compressione automatica di tutti i file consente di liberare spazio
- Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità
- Sincronizzazione dei file tra l'intero PC e l'UFD

Sicurezza e protezione

- Informazioni Lost & Found per restituire le unità smarrite
- Proteggete i vostri dati personali importanti con una password

PHILIPS
sense and simplicity

Unità flash USB
1 GB blue edition

Specifiche

Supporto di memorizzazione

- **Tipo memoria incorporata:** MLC NAND Flash
- **Capacità memoria incorporata:** 1 GB
- **Velocità di trasferimento:** velocità di lettura max 15 MB/s, in scrittura max 3 MB/s

Connettività

- **USB:** USB 2.0 ad alta velocità

Software

- **Trasporto facile:** Protezione tramite password, Sincronizzazione file, Outlook Express portatile - prova, Sincronizzazione Preferiti - prova, Ricerca libera traccia - prova

Accessori

- **Tracolla:** No
- **Cavi:** Nessuna
- **Guida di avvio rapido:** Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, russo
- **Manuale dell'utente:** Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, russo

Requisiti di sistema

- **SO PC:** Windows® Vista, XP, 2000, ME e 98SE; Mac OS 9.0 e superiore; Linux 2.4.0 e superiore
- **USB:** Porta USB libera

Varie

- **Garanzia:** 2 anni

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 8670 000 33872
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 36342 0
- **Altezza:** 180 mm
- **Lunghezza:** 130 mm
- **Larghezza:** 15 mm
- **Peso lordo:** 0,048 Kg
- **Tara:** 0,039 Kg

Cartone interno

- **Quantità:** 15
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 36346 8
- **Lunghezza:** 200 mm
- **Larghezza:** 180 mm
- **Altezza:** 140 mm
- **Peso lordo:** 0,860 Kg
- **Tara:** 0,725 Kg

Scatola esterna

- **Quantità:** 60
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 36345 1
- **Lunghezza:** 315 mm
- **Larghezza:** 230 mm
- **Altezza:** 395 mm
- **Peso lordo:** 4,052 Kg
- **Tara:** 3,512 Kg

FM01FD02B/00

Caratteristiche principali del prodotto

Capacità di memorizzazione da 1 GB

La capacità di 1GB ti consente di memorizzare, scambiare e condividere file di grandi dimensioni come documenti, musica e immagini attraverso la porta USB del tuo PC o del tuo portatile.

Compressione automatica dei file

Liberazione dello spazio tramite la compressione automatica di tutti i file posti nell'unità flash USB

Rapido trasferimento dei dati

L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Sincronizzazione dei file

Grazie alla sincronizzazione di tutti i file presenti nel PC, è possibile accedere ed elaborare i documenti ovunque con pochi clic.

Informazioni Lost & Found

Questa funzione esclusiva consente di immettere le informazioni di contatto come indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail nell'unità flash USB in modo che, qualora venga smarrita, chiunque la ritrovi possa restituirla.

Protezione tramite password

Grazie alla protezione tramite password, che include il sistema di crittografia AES a 256 bit, i dati personali importanti possono essere protetti contro l'accesso non autorizzato tramite una semplice password.

Software intuitivo incluso

È inoltre incluso un pacchetto software completo che viene eseguito automaticamente dall'unità flash USB e fornisce l'accesso a funzionalità utili quali la protezione tramite password, la sincronizzazione dei file, la compressione dei dati, USB lost & found e informazioni USB. Questo pacchetto contiene anche il software di prova per 30 giorni del Portable Microsoft Outlook Express, la sincronizzazione dei Preferiti e la navigazione Internet anonima.

Indicatore di attività

Un accattivante indicatore luminoso indica quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.



Data di rilascio
2007-11-16

Versione: 2.0

I2 NC: 8670 000 33872
EAN: 87 12581 36342 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com