

Philips  
USB-Flashlaufwerk

2 GB

Vivid Edition



FM02FD05B



## Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Dateien blitzschnell austauschen!

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und angenehm.

### Für Sie entwickelt

- Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs
- Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit
- Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

### Mit allen notwendigen Funktionen

- Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien
- Speziell entwickelte, benutzerfreundliche Software vorinstalliert

### Leistung und Kapazität

- Speicherkapazität bis zu 2 GB für große Dateien
- Schnelle Datenübertragung über High-Speed USB 2.0
- Dateisynchronisierung zwischen dem gesamten PC und UFD
- Automatische Dateikomprimierung für mehr Speicherkapazitäten

### Sicher und zuverlässig

- Schützen Sie Ihre wertvollen, persönlichen Daten mit einem Kennwort



**PHILIPS**

sense and simplicity

# Daten

## Speichermedien

- Typ des integrierten Speichers: MLC NAND Flash
- Integrierter Speicherplatz: 2 GB
- Übertragungsraten: liest max. 14 MB/s, schreibt max. 5 MB/s

## Anschlussmöglichkeiten

- USB: High Speed USB 2.0

## Software

- Carry It Easy: Kennwortschutz, Dateisynchronisierung, Portable Outlook Express-Testversion, Favoriten Sync-Testversion, Spurenfreies Browsen - Testversion

## Zubehör

- Halteschlaufe: Nein
- Kabel: Nein
- Schnellstartanleitung: Nein
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Griechisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Rumänisch

## Systemanforderungen

- PC-Betriebssystem: Windows® Vista, XP, 2000, ME und 98SE; Mac OS 9.0 und höher, Linux 2.4.0 und höher
- USB: freier USB-Anschluss



## Verschiedenes

- Garantie: 2 Jahre

## Verpackungsabmessungen

- EAN: 87 12581 44774 8
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 11,8 x 15,3 x 1,8 cm
- Bruttogewicht: 0,034 kg
- Nettogewicht: 0,009 kg
- Eigengewicht: 0,025 kg

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 44775 5
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 60
- Bruttogewicht: 3,02 kg
- Außenkarton (L x B x H): 39,3 x 18 x 29,5 cm
- Nettogewicht: 0,54 kg
- Eigengewicht: 2,48 kg

## Innenkarton

- EAN: 87 12581 44776 2
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 15
- Bruttogewicht: 0,631 kg
- Innenkarton (L x B x H): 18,4 x 16 x 13 cm
- Nettogewicht: 0,135 kg
- Eigengewicht: 0,496 kg

# Besonderheiten

## Aktuelles farbenfrohes Design

Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

## Benutzerfreundliche Schutzkappe

So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen

## Leicht zu öffnen

Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

## 2 GB Speicherkapazität

Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 2 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PC oder Laptops zugreifen.

## Schnelle Datenübertragung

Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

## LED-Aktivitätsanzeige

Eine LED zeigt an, dass das Laufwerk richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

## Benutzerfreundliche Software enthalten

Im Lieferumfang ist ein komplettes Software-Paket enthalten, das automatisch vom USB-Speicherstick gestartet wird und Ihnen Zugriff zu nützlichen Funktionen gewährt, wie z. B. Kennwortschutz, Dateisynchronisierung, USB Lost & Found und USB-Information. Einschließlich einer 30-Tage-Testversion von Portable Microsoft Outlook Express, der Synchronisierung von Favoriten sowie spurlosem Internet-Surfen.

## Kennwortschutz

Mit Hilfe des Kennwortschutzes einschließlich der 256-Bit-AES-Verschlüsselung können Sie Ihre wichtigen persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff durch die Verwendung eines Kennworts schützen.



Ausstellungsdatum  
2009-03-11

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 42883  
EAN: 87 12581 44774 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)